

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



**TW017**

**Instruction Manual**  
**Manuel d'utilisation**

**UK  
CA** **CE**



# Introduction

**Important:** Please read all of these instructions fully before assembly or use of the Tri-Walker.

The Drive DeVilbiss Tri-Walker with seat is suitable for everyday indoor and outdoor use, and is portable whilst offering stability and security to the user.

All Drive DeVilbiss Tri-walkers are manufactured to the highest quality standards and are CE marked as Medical Devices.

The Tri-Walker with seat provides a robust and visually appealing product whilst being a cost effective solution to some mobility problems.

The Tri-Walker comes with 7.5" (19cm) diameter wheels with solid grey tyres, and features arthritic loop-lock cable brakes.

The Tri-Walker features pannier bags which fold with the Tri-Walker, when not in use.

## Intended Use

A walking aid manipulated by both arms to assist a person to maintain stability and balance whilst walking.

The Tri-Walker can support mobility impaired users up to 115 kg (18 st).

Blue (TW017BL) and red (TW017R) variants are available.

The Tri-walker is designed for occasional or frequent use and can be used both indoors and outdoors.

Contraindications:

- Weighing in excess of 115 kg (18 st)
- Unable to adequately manoeuvre

Others may be specific to an individual or care environment.

## Parts Description



## Personal Safety

For your health and comfort make sure that you adopt a comfortable posture and that you can operate the brakes with ease. Ensure that the handles are at equal heights and securely locked in position.

Ensure the Tri-Walker is always fully unfolded and locked in position before use.

Ensure that all the wheels are stable and are on the ground. Check that the brakes are working properly before using the Tri-Walker.

Ensure that the latest health and safety practice is used for carrying and lifting items, such as wheeled Tri-Walkers.

Do not overload the pannier bags. Distribute the weight evenly between the two bags.

For more information, or assistance with use and maintenance, please contact your provider.

# Transportation and Assembly

## 1. Assembling the Tri-Walker



Unpack the Tri-Walker and place the wheels on the floor.

Pull the Tri-Walker apart until an audible click is heard. This will signal that the frame is secure.

## 2. Inserting the Handlebars



Insert the handlebars into the frame, as shown in the photo on the left.

Repeat for the other handlebar.

# Transportation and Assembly

## 3. Setting the Handlebar Height



Raise or lower the handlebar to the required height.

Press the button on the tightening handle and turn the tightening handle clockwise to secure the handlebar at that height.

Repeat for the other handlebar.

Ensure that both handlebars are at the same height and facing backwards, at the same angle.

## 4. Unfolding the Tri-Walker

To fully unfold the Tri-Walker, push the folding mechanism forwards, away from the seat.

## 5. Folding the Tri-Walker

To fold the Tri-Walker for transportation or storage, pull the lever on the central folding mechanism at least 50mm (2") backwards, then fold the Tri-Walker by pushing the frame inwards from both sides.

# Brake Operation

To operate the brakes:


Squeeze both brake levers up (as indicated by the grey arrow in the image below) to engage the brakes, to slow the Tri-Walker down whilst moving. Release to levers to release the brakes.

To apply the parking brakes:

Push down on the brake levers (as indicated by the black downwards arrow in the image below) until they lock in position.

To release the parking brakes:

Pull up on the brake levers (as indicated by the black upwards arrow in the image below) until the lock removes.



**Important:**

Ensure that the brakes are locked on before sitting on the seat.

**Note:**

The brakes on the Tri-Walker are factory set and should not require adjustment. For technical assistance on the Tri-Walker brakes, contact your Drive DeVilbiss dealer.

## Care and Maintenance

- Ensure the Tri-Walker is only used as an aid for mobility. The Tri-Walker must not be used as a transportation device.
- Ensure the Tri-Walker is kept clean. Wipe down the Tri-Walker with a damp cloth and then dry thoroughly.
- Do not use any abrasive detergents. Solvents can damage the coating and surface of plastic parts.
- Store the Tri-Walker in a dry place and ensure that it is clean and dry before storing.
- Check the moving parts (e.g. wheels and castor) regularly.
- Check that the tightening handles and all fasteners (screws, nuts and bolts) are securely tightened.
- Ensure that both cable brakes are adjusted correctly. If they are not, please do not use the Tri-Walker and contact your dealer for advice.
- Inspect the central locking mechanism regularly to ensure that it is operating correctly.
- At the end of the product's useful life, follow local recycling / disposal policies.
- Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to the manufacturer and the MHRA or competent authority of your member state.

# Specification

The Tri-Walker has a lightweight steel frame with a resting seat, 7.5" (19cm) diameter wheels with grey tyres, arthritic friendly cable brakes and pannier bags.

Models	TW017BL (Blue) TW017R (Red)
Dimensions	82-99cm H x 64 cm W x 57cm D (32"-39" H x 25" W x 22.5" D)
Seat Height	53 cm (21")
Seat Width	44 cm (17")
Seat Depth	28 cm (11")
Weight including bags	7 kg (15 lb)
Max User Weight	115 kg (18 st)



Ralon Medical Equipment Co. Ltd.  
Xilian Development Zone, Danzao,  
Nahai, Foshan, Guangdong, China



Obelis S.A.  
Boulevard Général Wahis 53,  
B-1030 Brussels, Belgium



Obelis UK Ltd.  
Sandford Gate, East Point Business Park,  
Oxford, OX4 6LB, Great Britain



Drive DeVilbiss Healthcare Ltd  
Sidhil Business Park, Holmfield,  
Halifax, West Yorkshire, HX2 9TN,  
Great Britain

# Warranty

Your Drive DeVilbiss product is covered by a one-year warranty from date of delivery. Drive DeVilbiss will supply replacements for any parts which have failed as a result of manufacturing, design or material defect. Contact the retailer from which you purchased the Tri-Walker from in the event of you needing to make a claim.

Failures as a result of accidental damage, misuse, modification or wear and tear, are not covered by this warranty.

Contact the stockist from whom you purchased the Tri-Walker from to apply the warranty.

For full warranty conditions, contact your Drive DeVilbiss stockist or visit:  
[www.drivedevilbiss.co.uk](http://www.drivedevilbiss.co.uk)

This does not affect your statutory rights.

## Symbol Definitions



Manufacturer



Date of Manufacture



Consult the Instructions for Use



Medical Device



Importer



European Representative



UK Responsible Person



Maximum User Mass

# Introduction

**Important** : Veuillez lire attentivement l'intégralité de ces instructions avant d'assembler ou d'utiliser le déambulateur à trois roues.

Le déambulateur à trois roues Drive DeVilbiss avec siège convient à une utilisation quotidienne à l'intérieur et à l'extérieur, est portable tout en offrant la stabilité et la sécurité à l'utilisateur.

Tous les déambulateurs à trois roues Drive DeVilbiss sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et portent le marquage CE en tant que dispositifs médicaux.

Le déambulateur à trois roues avec siège est un produit robuste et visuellement attrayant tout en étant une solution économique à certains problèmes de mobilité.

Le déambulateur à trois roues comprend des roues de 19 cm (7,5") de diamètre, des pneus pleins gris et des freins progressifs à poignées adaptées aux mains arthritiques.

Le déambulateur à trois roues comprend des sacoches qui se plient avec le déambulateur lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

## Utilisation prévue

Un dispositif d'aide à la marche manœuvré par les deux bras pour aider une personne à maintenir sa stabilité et son équilibre tout en marchant

Le déambulateur à trois roues peut supporter des utilisateurs à mobilité réduite ayant un poids allant jusqu'à 115 kg (18 st).

Des variantes bleues (TW017BL) et rouges (TW017R) sont disponibles.

Le déambulateur à trois roues est conçu pour un usage occasionnel ou fréquent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

### Contre-indications

- Poids supérieur à 115 kg (18 st)
- Incapacité de manœuvrer correctement

D'autres contre-indications peuvent être liées à une personne ou à un environnement médical.

# Description des composants



## Sécurité personnelle

Pour votre santé et votre confort, veillez à adopter une position confortable afin de pouvoir facilement actionner les freins. Assurez-vous que les poignées sont à des hauteurs égales et solidement verrouillées en position.

Assurez-vous que le déambulateur à trois roues est toujours complètement déplié et verrouillé en position avant son utilisation.

Assurez-vous que toutes les roues sont stables et touchent le sol. Vérifiez que les freins fonctionnent correctement avant d'utiliser le déambulateur.

Assurez-vous que les dernières consignes en matière de santé et de sécurité relatives aux dispositifs de transport et de levage sont appliquées, tels que les déambulateurs à trois roues.

Ne surchargez pas les sacs. Répartissez le poids uniformément entre les deux sacs.

Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide sur l'utilisation et l'entretien, veuillez contacter votre fournisseur.

# Transport et assemblage

## 1. Assemblage du déambulateur à trois roues



Déballez le déambulateur à trois roues et placez les roues sur le sol.

Dépliez le déambulateur à trois roues jusqu'à entendre un déclic. Cela indiquera que le cadre est sécurisé.

## 2. Insertion des tiges de poignées



Insérez les tiges de poignées dans le cadre, comme indiqué sur la photo de gauche.

Répétez l'opération pour l'autre tige de poignée.

# Transport et assemblage

## 3. Réglage de la hauteur de la tige de poignée de poignée



Montez ou abaissez la tige de poignée à la hauteur requise.

Appuyez sur le bouton de la poignée de serrage et tournez la poignée de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la tige de poignée à cette hauteur.

Répétez l'opération pour l'autre tige de poignée.

Assurez-vous que les deux tiges de poignées sont à la même hauteur et orientées vers l'arrière, au même angle.

## 4. Déplier le déambulateur à trois roues

Pour déplier complètement le déambulateur à trois roues, poussez le mécanisme de pliage vers l'avant, dans la direction opposée au siège.

## 5. Plier le déambulateur à trois roues

Pour plier le déambulateur à trois roues afin de le transporter ou de le ranger, tirez le levier du mécanisme de pliage central d'au moins 50 mm (2") vers l'arrière, puis pliez le déambulateur en poussant le cadre vers l'intérieur des deux côtés.

## Fonctionnement des freins

Pour actionner les freins :


Serrez les deux poignées de frein en remontant la poignée inférieure vers le haut (comme indiqué par la flèche grise sur l'image ci-dessous) pour actionner les freins, afin de ralentir le déambulateur lorsque vous vous déplacez. Relâchez les poignées pour débloquer les freins.

Pour actionner les freins d'immobilisation complète :

Poussez les poignées de frein vers le bas (comme indiqué par la flèche noire orientée vers bas sur l'image ci-dessous) jusqu'à ce que les freins se verrouillent en position.

Pour débloquer les freins d'immobilisation complète :

Remontez les poignées de frein (comme indiqué par la flèche noire orientée vers le haut sur l'image ci-dessous) jusqu'à ce que le dispositif de verrouillage se désactive.



Important :

Assurez-vous que les freins sont verrouillés avant de vous asseoir sur le siège.

Remarque :

Les freins du déambulateur à trois roues sont réglés en usine et ne devraient pas nécessiter de réglage. Pour une assistance technique concernant les freins du déambulateur à trois roues, veuillez contacter votre distributeur Drive DeVilbiss.

## Entretien et maintenance

- Veillez à ce que le déambulateur à trois roues soit uniquement utilisé comme dispositif d'aide à la mobilité. Le déambulateur à trois roues ne doit pas être utilisé comme dispositif de transport.
- Assurez-vous que le déambulateur à trois roues est maintenu propre. Essuyez-le avec un chiffon humide, puis séchez-le soigneusement.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs. Les solvants peuvent endommager le revêtement et la surface des composants en plastique.
- Rangez le déambulateur à trois roues dans un endroit sec et veillez à ce qu'il soit propre et sec avant de le ranger.
- Vérifiez régulièrement les pièces mobiles (par ex., les roues et la roue pivotante).
- Vérifiez que les poignées de serrage et toutes les fixations (vis, écrous et boulons) sont bien serrées.
- Assurez-vous que les deux freins actionnés par les poignées sont correctement réglés. Si ce n'est pas le cas, veuillez ne pas utiliser le déambulateur à trois roues et contactez votre distributeur pour obtenir des conseils.
- Inspectez régulièrement le mécanisme de verrouillage central pour être sûr qu'il fonctionne correctement.
- À la fin de la vie utile du produit, suivez les politiques locales de recyclage / d'élimination.
- Tout incident grave survenu en relation avec cet appareil doit être signalé au fabricant et à la MHRA ou à l'autorité compétente de votre État membre.

# Spécification

Le déambulateur à trois roues est composé d'un cadre léger en acier doté d'un siège de repos, des roues d'un diamètre de 19 cm (7,5") avec des pneus gris, des freins à poignées adaptées aux mains arthritiques et des sacs.

Modèles	TW017BL (Bleu) TW017R (Rouge)
Dimensions	Hauteur 82-99 cm x Largeur 64 cm x Profondeur 57 cm (H 32"-39" x L 25" x P 22,5")
Hauteur du siège	53 cm (21")
Largeur du siège	44 cm (17")
Profondeur du siège	28 cm (11")
Poids avec les sacs	7 kg (15 lb)
Poids maximum de l'utilisateur	115 kg (18 st)



Ralon Medical Equipment Co. Ltd.  
Xilian Development Zone, Danzao,  
Nahai, Foshan, Guangdong, Chine



Obelis S.A.  
Boulevard Général Wahis 53,  
B-1030 Brussels, Belgique



Obelis UK Ltd.  
Sandford Gate, East Point Business Park,  
Oxford, OX4 6LB, Grande Bretagne



Drive DeVilbiss Sidhil Ltd.  
4 Trench Road, Mallusk, Newtownabbey,  
BT36 4TY, Irlande du Nord

# Garantie

Votre produit Drive DeVilbiss est couvert par une garantie d'un an à compter de la date de livraison. Drive DeVilbiss fournira des pièces de rechange pour toutes les pièces défectueuses en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Veuillez contacter le distributeur auprès duquel vous avez acheté le déambulateur à trois roues si vous devez faire une réclamation.

Les défaillances provenant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou d'une usure normale ne sont pas couvertes par cette garantie.

Veuillez contacter le distributeur auprès duquel vous avez acheté le déambulateur à trois roues pour faire fonctionner la garantie.

Pour connaître toutes les conditions de la garantie, veuillez contacter votre distributeur Drive DeVilbiss ou consulter :  
[www.drivedevilbiss.co.uk](http://www.drivedevilbiss.co.uk)

Cela n'affecte pas vos droits réglementaires.

## Définitions des symboles



Fabricant



Date de fabrication



Consulter le Mode d'emploi



Dispositif médical



Importateur



Représentant européen



Personne responsable au Royaume-Uni



Masse maximale de l'utilisateur



The Team at Drive DeVilbiss develops its products to give our customers the freedom to live independently. This encompasses their daily home life and provides them with the opportunity to enjoy an outing with family and friends. Our goal is to develop a range that will provide individuals with a chance to enjoy everyday life.

L'équipe de Drive DeVilbiss crée et fabrique ses produits afin d'offrir à ses clients la liberté de vivre de manière autonome. Cela englobe l'autonomie dans leur vie quotidienne à leur domicile et leur donne la possibilité de profiter de sorties en famille et avec des amis. Notre objectif consiste à développer une gamme de produits qui permettra aux personnes de profiter de leur vie chaque jour.

Dealer Stamp

Tampon du distributeur



Drive DeVilbiss Healthcare Ltd.  
Sidhill Business Park, Halifax, West Yorkshire,  
HX2 9TN, United Kingdom

Tel: 0845 0600 333

Email: [info@drivedevilbiss.co.uk](mailto:info@drivedevilbiss.co.uk)

[www.drivedevilbiss.co.uk](http://www.drivedevilbiss.co.uk)