

drive  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

folding bath bench  
banca de baño plegable  
siège de baignoire



EU Authorized Representative  
Drive Medical Ltd,  
Ainley's Industrial Estate,  
ELLAND HX5 9JP, GB

drive  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

## assembly instructions

1. Remove contents from box.
2. Turn seat section upside down. Unfold legs and secure leg section 2 (marked on product) into metal receptacle on bottom of the chair. Turn seat right side up and press down on seat until leg section 2 is fully secured.
3. Insert leg extensions into the corresponding seat sections by matching up the 1's and 2's on the seat section with the 1's and 2's on the legs.
4. Leg height is easily adjusted by depressing brass push pins and setting to desired height.

Periodically check assembly for continued tightness. Never use bath safety seat if any looseness in the assembly is noticed, as personal injury may result. Sit, do not stand on this seat to avoid a possible dangerous fall.

**NOTE:** To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.



**WEIGHT CAPACITY: 300 LBS.**

## lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

**drive**  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.  
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.  
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

## instrucciones para instalación

1. Saque las partes de la caja.
2. Voltee la sección del asiento hacia abajo.  
Desdoble las patas y asegure la sección 2 de las patas (indicada en el producto) dentro del receptáculo ubicado en la parte de abajo de la silla. Gire la silla y colóquela hacia arriba y presione hacia abajo hasta que la sección 2 esté completamente asegurada.
3. Introduzca las extensiones de las patas dentro de las secciones correspondientes del asiento al igualar los 1's y 2's sobre la sección del asiento con los 1's y 2's de las patas.
4. Puede ajustar la altura de la pata fácilmente al presionar las clavijas de presión y fijar la altura deseada.

Verifique periódicamente el ensamble para verificar que esté ajustado. Nunca utilice un asiento de seguridad para el baño si nota que cualquier parte de la silla no está ajustada ya que esto puede resultar en lesiones. Siéntese, no se pare sobre esta silla para evitar una posible caída peligrosa.

**NOTA:** Para conservar la belleza del acabado original, limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.



**CAPACIDAD DE PESO: 300 LBS.**

## garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

**drive**  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

© 2006 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.  
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.  
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

## instrucciones para instalación

1. Saque las partes de la caja.
2. Voltee la sección del asiento hacia abajo. Desdoble las patas y asegure la sección 2 de las patas (indicada en el producto) dentro del receptáculo ubicado en la parte de abajo de la silla. Gire la silla y colóquela hacia arriba y presione hacia abajo hasta que la sección 2 esté completamente asegurada.
3. Introduzca las extensiones de las patas dentro de las secciones correspondientes del asiento al igualar los 1's y 2's sobre la sección del asiento con los 1's y 2's de las patas.
4. Puede ajustar la altura de la pata fácilmente al presionar las clavijas de presión y fijar la altura deseada.

Verifique periódicamente el ensamble para verificar que esté ajustado. Nunca utilice un asiento de seguridad para el baño si nota que cualquier parte de la silla no está ajustada ya que esto puede resultar en lesiones. Siéntese, no se pare sobre esta silla para evitar una posible caída peligrosa.

**NOTA:** Para conservar la belleza del acabado original, limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.



**CAPACITÉ DE POIDS: 300 LBS.**

## garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usage normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

**drive**  
WWW.DRIVEMEDICAL.COM

© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.  
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine